

Cub

Kleinkindbett für die Pädiatrie



Einfach absenkbare Gitter für ungehinderten Zugang zum Patienten

Schwingtüren für die geräuscharme und bequeme Pflege der kleinen Patienten

Verstellbare Rückenlehne verringert den Abstand am Kopfende des Betts

Einklappbares fünftes Rad verbessert die Mobilität

Sicherheit für kleine Patienten

Für die verantwortungsvolle Pflege in der Pädiatrie sind spezielle Krankenbetten erforderlich, die ganz auf Sicherheit, bequemen Zugang und eine unkomplizierte Verwendung ausgerichtet sind. Das Kleinkindbett Cub für die Pädiatrie unterstützt sichere und effiziente Pflegeverfahren – und die ansprechende Gestaltung trägt zu einer heilungsfördernden Atmosphäre für Kleinkinder und ihre Familien bei.

Verfügbare Akzentfarben



Optionales Schutzdach mit feststellbarer Zwischenposition auf beiden Seiten.



Die verstellbare Rückenlehne reduziert den Abstand zwischen Kopfende und Gitter. Außerdem erlauben Schwingtüren bequemen Zugriff zur Pflege der kleinen Patienten.



Absenkbare Gitter ermöglichen ungehinderten Zugang.

Kleinkindbett für die Pädiatrie



190 Hydraulisches Modell



190 feste nicht höhenverstellbares Modell

Standardausstattung

- 8-cm-Kunststoffmatratze
- Manuell verstellbare Rückenlehne
- Manuelle Fußstütze
- Gitter mit vorschriftsmäßigem 23-cm-Anschlag
- Gegengewichtssystem zum einfachen Heben und Senken der Gitter
- Halter für Sauerstoffflasche und Halterungsring
- Feststehendes Gitter am Fußende
- Ablage für Patientenakte oder Monitorhalterung
- Rollstopper für Kopf-/Fußende
- Infusionsstativhalterung - fest montiert, zweistufig wegklappbar, Kopf- und Fußende

Hydraulisches Modell:

Standardausstattung und

- 15-cm-Räder Omni Surface
- Zentrale Bremssteuerung
- Auf beiden Seiten montierte hydraulische Fußsteuerungen mit Pedal zum Absenken
- Einstellung/Zurückstellung ohne Verwenden der Hände

Optionale Funktionen

- 10-cm-Ultrakomfortmatratze
- Gitter ohne vorschriftsmäßigen 23-cm-Anschlag
- Zugangstüren an allen vier Ecken
- Vollständig absenkbares Gitter am Fußende für freien Zugang von allen Seiten des Betts, wenn alle Gitter abgesenkt sind
- Einklappbare Steuerung des fünften Rads
- Infusionsstativ-Caddy
- Infusionsstativhalterung
 - fest montiert, dreistufig ausklappbar, Kopf- und Fußende

Technische Daten

	190 Hydraulisch	190 feste Höhe
• Modellbezeichnung		
• Länge und Breite insgesamt		
Mit Zubehöralter	184 x 95 cm	184 x 95 cm
• Zulässiges Höchstgewicht	181 kg	181 kg
• Höhe (zur Auflagenoberkante)		
Hoch	102 cm	84 cm
Niedrig	84 cm	84 cm
• Bettpositionen		
Manuelle Verstellung	0° / 25° / 40° / 55°	0° / 25° / 40° / 55°
Pneumatische Betätigung	0° - 50°	0° - 50°
Trendelenburg-Lagerung/ Umgekehrte Trendelenburg- Lagerung	±9,5°	0° / 6° / 12° mit manueller Fußstütze
Winkel des Fußteils	0° / 6° / 12°	0° / 6° / 12°
• Liegefläche	75 x 145 cm	75 x 145 cm
• Raddurchmesser	15 cm	13 cm

Änderung der technischen Daten vorbehalten.

Garantie

- Ein Jahr Garantie für Ersatzteile, Reparatur- und Anfahrtskosten

Dieses Dokument ist nur für Personen aus medizinischen Fachkreisen bestimmt.

Dem behandelnden Arzt obliegt grundsätzlich die Entscheidung für oder gegen die Verwendung bestimmter Produkte und Operationstechniken im individuellen Patientenfall. Stryker erteilt insofern keinen medizinischen Rat und empfiehlt eingehende Produktschulungen und Trainings vor der Verwendung der jeweiligen Produkte.

Die hier enthaltenen Informationen sind dazu bestimmt, die Bandbreite des Stryker-Produktangebots darzustellen. Vor Verwendung eines Stryker-Produktes unbedingt die Packungsbeilage, das Produktetikett und/oder die Bedienungsanleitung lesen.

Die dargestellten Produkte sind möglicherweise nicht in allen Ländern erhältlich. Die Verfügbarkeit von Produkten unterliegt regulatorischen Einschränkungen und medizinischen Standards der einzelnen Märkte. Bei weiteren Fragen zur Verfügbarkeit von Stryker-Produkten in Ihrem Land wenden Sie sich bitte an Ihren Stryker Außendienstmitarbeiter.

Die Stryker Corporation oder ihre Tochtergesellschaften oder andere verbundene Unternehmen sind Inhaber, Nutzer oder Antragsteller der folgenden Marken oder Zeichen: **Cub**, **Omni Surface** und **Stryker**. Bei allen anderen Marken handelt es sich um Marken sonstiger Eigentümer bzw. Nutzer.

Die oben aufgeführten Produkte verfügen über das CE-Zeichen gemäß der EU-Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte.



Literaturnummer: MTX6201262005DE Rev. E
MTX6586-10/GS 05/10

Copyright © 2010 Stryker

Stryker GmbH & Co. KG
Dr.-Homer-Stryker-Platz 1
47228 Duisburg

t: +49 2065 837-0
f: +49 2065 837-837

www.stryker.de

Stryker GmbH
Euro Plaza, Gebäude G
Am Euro Platz 2
1120 Wien

t: +43 1 813 2000
f: +43 1 813 1616

www.stryker.at

Stryker Osteonics SA
Dr. Homer Stryker Strasse 1
2545 Selzach
Suisse

Tél: +41 32 641 6-950
Fax: +41 32 641 6-955

www.stryker.ch