

# Gynnie

## Gynäkologie-Stretcher



**Verstellbare Fußstützen, einfach mit einer Hand zu bedienen**

**10 cm dicke Ultrakomfort-Matratze für unerreichten Halt**

**Versiegelte Matratze und klare Linien verhindern Flüssigkeitsansammlungen**

**Kompaktes Design mit ausklappbaren Schiebegriffen und hochklappbarem fünftem Rad verbessert die Manövrierfähigkeit**

### **Intuitive Positionierung der Patientin**

Gynnie vereint die Haltbarkeit und Funktionen, für die die normalen Stretcher von Stryker bekannt sind, mit höchster Funktionalität für die Gynäkologie. Dieser multifunktionale Stretcher ist ideal für Unterleibsuntersuchungen und allgemeinen Gebrauch gleichermaßen.



Fußstützen ausfahren, die Patientin positionieren und das Fußteil absenken – so wird ein hervorragender Unterleibszugang erreicht.



Gynnie kann mit optionalem Gynäkologiezubehör ausgestattet werden.



### Standardfunktionen

- 10 cm dicke Ultrakomfort-Matratze mit versiegelten Nähten
- Omni Surface-Rollen mit Radkappen, 20 cm
- 66 cm breite Patientenliegefläche
- Rückenlehne mit zwei Pneumatikzylindern
- Zwei Hydrauliksäulen mit konstanter Sinkrate
- An zwei Seiten montierte Fußsteuerungshydraulik
- Lenkung mit hochklappbarem fünftem Rad
- Stahlringbremsen an vier Laufrollen mit Betätigungspedalen an zwei Seiten sowie am Kopfende
- Glideaway-Seitengitter
- Integriertes Staufach mit Sauerstoffflaschenhalterung
- Fest angebrachtes, klappbares Fußteil
- Fest angebrachte Fußstützen
- Ausklappbare Schiebegriffe
- Rollenstoßfänger
- Drei Halterungen für Infusionsständer
- Exklusiver, einhändig bedienbarer Hebel zum Freigeben des Fußteils

### Spezifikationen

• <b>Modellnummer</b>	<b>1061</b>	
• <b>Gesamtlänge</b>	207 cm	(81,5")
• <b>Gesamtbreite</b>		
Seitengitter oben	80 cm	(31,5")
Seitengitter unten	68 cm	(26,75")
• <b>Gewichtskapazität</b>	228 kg	(500 lbs.)
• <b>Höhenbereich (bis Oberkante Liegefläche)</b>		
Hoch	91 cm	(36")
Niedrig	57 cm	(22,5")
• <b>Positionierung der Liegefläche</b>		
Rückenlehne	0° - 90°	
Fußteil	0° - 90°	
Trend./Anti-Trend.	±18°	
• <b>Patientenoberfläche</b>	66 cm x 196 cm	(26" x 77")
• <b>Seitengitter</b>	34 x 99 cm	(13" x 39")
• <b>Laufrollendurchmesser</b>	20 cm	(8")

Stryker behält sich das Recht vor, technische Daten ohne Vorankündigung zu ändern.

### Herstellergarantie

- Ein Jahr

### Optionale Funktionen

- Kassettenfach für Röntgenaufnahmen der Halswirbelsäule
- Wadenpolster und Stützen
- Defibrillatortablett/Fußstütze/Verlängerung
- Röntgenkassettenfach an der Rückenlehne
- Ring für Auffangschale
- Rollbarer Infusionsständer
- Infusionsstativ
  - Permanentes 2- oder 3- stufiges Infusionsstativ
  - Befestigt
  - Abnehmbarer Ständer
- Patientenfixierungsgurte
- Servier-/Instrumententablett
- Seitengitterpolster
- Aufrechte Sauerstoffflaschenhalterung

### Dieses Dokument richtet sich ausschließlich an Mitarbeiter im Gesundheitswesen.

Der Chirurg muss stets nach eigenem klinischen Ermessen entscheiden, ob ein bestimmtes Produkt zur Behandlung eines bestimmten Patienten geeignet ist. Stryker gibt keinerlei medizinische Ratschläge und empfiehlt, dass Chirurgen in der Verwendung eines bestimmten Produktes unterwiesen werden sollten, bevor sie dieses während einer Operation einsetzen.

Die hierin enthaltenen Informationen sind dazu gedacht, das gesamte Spektrum des Produktangebots von Stryker zu präsentieren. Der Chirurg muss sich vor dem Gebrauch aller Stryker-Produkte stets mit der Packungsbeilage, dem Produktetikett bzw. der Gebrauchsanweisung vertraut machen.

Manche Produkte sind nicht in allen Ländern erhältlich. Die Verfügbarkeit hängt von den behördlichen Auflagen bzw. Gepflogenheiten des jeweiligen Marktes ab. Bitte wenden Sie sich mit Fragen zur Verfügbarkeit von Stryker-Produkten in Ihrer Region an Ihren Stryker-Außendienstmitarbeiter.

Die Stryker Corporation bzw. ihre Geschäftsbereiche oder Tochterfirmen besitzen oder benutzen die folgenden Marken oder geschützten Bezeichnungen für Dienstleistungen bzw. haben entsprechenden Schutz beantragt: **Glideaway, Gynnie, Omni Surface, Stryker**. Alle anderen genannten Marken sind Marken des jeweiligen Eigentümers bzw. Markeninhabers.

Die oben aufgeführten Produkte tragen das CE-Kennzeichen nach der Medizinprodukt-richtlinie 93/42/EWG.

#### Deutschland

Stryker GmbH & Co. KG  
Dr.-Homer-Stryker-Platz 1  
47228 Duisburg

t: +49 2065 837-0  
f: +49 2065 837-837  
www.stryker.de

#### Österreich

Stryker GmbH  
Euro Plaza, Gebäude G  
Am Euro Platz 2  
1120 Wien

t: +43 1 813 2000  
f: +43 1 813 1616  
www.stryker.at



Literaturnummer: **MTX7001262005DE**  
MTX6092/GS 02/10

Copyright © 2010 Stryker

#### Schweiz

Stryker Osteonics SA  
Dr. Homer Stryker Strasse 1  
2545 Selzach

t: +41 32 641 6-950  
f: +41 32 641 6-955  
www.stryker.ch