

Transport- Stretcher

Leichter Patiententransport



Das einfache Design des Stryker-Transportstretchers bietet sicheren und effizienten Transport zum günstigen Preis. Dieser Stretcher ist mit Mobilität durch das fünfte Rad ausgestattet, um bessere Traktion und leichteres Manövrieren um Ecken zu ermöglichen. Er weist außerdem Zentral Bremsen an vier Laufrollen auf, was für optimale Stabilität sorgt.



Stoßfänger in blauer Farbe



Stoßfänger in roter Farbe



Stoßfänger in grauer Farbe

Hochklappbares fünftes Rad für bessere Mobilität

Brems- und Lenkpedale an allen vier Seiten ermöglichen der Pflegekraft ein flexibles Arbeiten

Herunterklappbare Seitengitter tragen zur Patientensicherheit bei

Optionale Fußteilverstellung für mehr Patientenkomfort

Transport-Stretcher



Deutschland
Stryker GmbH & Co. KG
Dr.-Homer-Stryker-Platz 1
47228 Duisburg

t : +49 2065 837-0
f : +49 2065 837-837

www.stryker.de

Österreich
Stryker GmbH
Euro Plaza, Gebäude G
Am Euro Platz 2
1120 Wien

t : +43 1 813 2000
f : +43 1 813 1616

www.stryker.at

Schweiz
Stryker Osteonics SA
Dr. Homer Stryker Strasse 1
2545 Selzach

t : +41 32 641 6-950
f : +41 32 641 6-955

www.stryker.ch

Standardfunktionen

- 8 cm dicke Vinylmatratze auf 66 cm breiter Liegefläche
- Omni Surface-Laufrollen, 20 cm
- Klappbare Seitengitter auf 66 cm breiter Liegefläche (zum Fußteil hin klappbar)
- Klappbare Seitengitter auf 76 cm breiter Liegefläche (zum Kopfteil hin klappbar)
- Vier Halterungen für Infusionsständer
- Zentral verriegelndes Bremssystem mit Aktivator an beiden Enden
- Integriertes Staufach mit Sauerstoffflaschenhalterung
- Lenkung mit hochklappbarem fünftem Rad
- Rollenstoßfänger
- Feststehende Liegefläche am Fußende
- Rückenlehne mit zwei Pneumatikzylindern
- Zweifache Hydraulik am Fahrgestell
- An zwei Seiten montierte Fußsteuerungshydraulik
- Trendelenburg-Position mit Freihandbetätigung
- Radabdeckung

Optionale Funktionen

- Matratze mit erhöhtem Komfort, 10 cm
- Ultrakomfort-Matratze, 13 cm
- Pioneer-Matratze mit Druckumverteilung, 13 cm
- Defibrillatortablett
- Defibrillatortablett/Fußstütze/Verlängerung
- Fußstütze/Dokumenthalterung
- Brems- und Lenkpedale an allen vier Seiten
- Ausklappbare Schiebegriffe
- Rollbarer Infusionsständer
- Infusionsstativ
 - Permanentes 2-stufiges Infusionsstativ
 - Abnehmbarer Ständer
- Patientenfixierungsgurte

Spezifikationen

	Liegefläche, 66 cm (26")		Liegefläche, 76 cm (30")	
Modellnummer	747	CE	748	CE
Gesamtlänge	221 cm	(83")	221 cm	(83")
Gesamtbreite	76 cm	(30")	86 cm	(34")
Gewichtskapazität	227 kg	(500 lbs.)	227 kg	(500 lbs.)
Höhenbereich (bis Oberkante Liegefläche)				
Hoch	91 cm	(36")	91 cm	(36")
Niedrig	55 cm	(21,5")	55 cm	(21,5")
Positionierung der Liegefläche				
Rückenlehne	0°–90°		0°–90°	
Trend./Anti-Trend.	±18°		±18°	
Fußteilverstellung			0°–30°	
Patientenoberfläche	66 cm x 192 cm	(26" x 75,5")	76 cm x 192 cm	(30" x 75,5")
Seitengitter	33 cm x 140 cm	(13" x 55")	33 cm x 140 cm	(13" x 55")
Laufrollendurchmesser	20 cm	(8")	20 cm	(8")

Herstellergarantie

Ein Jahr auf Ersatzteile, Reparatur- und Anfahrtskosten

Stryker behält sich das Recht vor, technische Daten ohne Vorankündigung zu ändern.

- Servier-/Instrumententablett
- Seitengitterpolster
- Aufrechte Sauerstoffflaschenhalterung
- Fußteilverstellung mit Kurbel (nur Modell 748)

Dieses Dokument richtet sich ausschließlich an Mitarbeiter im Gesundheitswesen.

Der Chirurg muss stets nach eigenem klinischen Ermessen entscheiden, ob ein bestimmtes Produkt zur Behandlung eines bestimmten Patienten geeignet ist. Stryker gibt keinerlei medizinische Ratschläge und empfiehlt, dass Chirurgen in der Verwendung eines bestimmten Produktes unterwiesen werden sollten, bevor sie dieses während einer Operation einsetzen.

Die hierin enthaltenen Informationen sind dazu gedacht, das gesamte Spektrum des Produktangebots von Stryker zu präsentieren. Der Chirurg muss sich vor dem Gebrauch aller Stryker-Produkte stets mit der Packungsbeilage, dem Produktetikett bzw. der Gebrauchsanweisung vertraut machen.

Manche Produkte sind nicht in allen Ländern erhältlich. Die Verfügbarkeit hängt von den behördlichen Auflagen bzw. Behandlungsgepflogenheiten des jeweiligen Marktes ab. Bitte wenden Sie sich mit Fragen zur Verfügbarkeit von Stryker-Produkten in Ihrer Region an Ihren Stryker-Außendienstmitarbeiter.

Die Stryker Corporation bzw. ihre Geschäftsbereiche oder Tochterfirmen besitzen oder benutzen die folgenden Marken oder geschützten Bezeichnungen für Dienstleistungen bzw. haben entsprechenden Schutz beantragt: **Big Wheel, Omni Surface und Stryker**. Alle anderen genannten Marken sind Marken des jeweiligen Eigentümers bzw. Markeninhabers.

Die oben aufgeführten Produkte tragen das CE-Kennzeichen nach der Medizinprodukt-richtlinie 93/42/EWG.



Literaturnummer: MTX6101252005DE Rev. I
MTX-RRD/GS 01/13

Copyright © 2013 Stryker